

항-Elf3K 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Ubq5

품목 번호: CM0025506



소개

인간, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA로 검증된 고품질 토끼 유래 EIF3K 다클론 항체입니다. 번역 개시 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF3K 토끼 pAb
비고/별칭	M9; ARG134; PLAC24; PTD001; EIF3S12; HSPC029; MSTP001; PLAC-24; PRO1474; EIF3-p28; EIF3K
종	인간
유전자ID (인간)	27335
유전자ID	27335
면역원	인간 EIF3K(NP_037366.1)의 아미노산 1-218에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBQ5
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스 팩