


Anti-Eif3L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y262

품목 번호: CM0028040



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-EIF3L Rabbit Polyclonal Antibody. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 단백질 합성 및 세포 증식에 관여하는 eIF-3 번역 개시 복합체의 구성 요소입니다. IVD 및 연구 사용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF3L Rabbit pAb
비고/별칭	EIF3EIP; EIF3S11; HSPC021; HSPC025; MSTP005; EIF3S6IP; EIF3L
종(Species)	Human
GeneID (Human)	51386
면역원(Immunogen)	인간 EIF3L (NP_057175.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y262
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)