


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Eif3M 폴리클로날 항체 - Q7L2H7

품목 번호: CM0028126



### 소개

사람 EIF3M (eIF3m, hFL-B5)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. EIF3M은 번역 개시에 필수적인 eIF-3 복합체의 서브유닛으로, 암 및 바이러스 감염 연구와 관련이 있습니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | EIF3M Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | B5; GA17; PCID1; TANGO7; hfl-B5; EIF3M                       |
| 종           | 사람 (Human)                                                   |
| 유전자 ID (사람) | 10480                                                        |
| 유전자 ID      | 10480                                                        |
| 면역원         | 사람 EIF3M (NP_006351.2)의 아미노산 1-374에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                  |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                             |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)                               |
| SWISS       | Q7L2H7                                                       |
| 단백질 분자량     | 42kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                         |