


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Eif4A1/Eif4A2/Eif4A3 단일클론 항체 - P60842/Q14240/P38919

품목 번호: CM0007538



소개

인간 EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3을 표적으로 하며 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타내는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 번역 개시 및 RNA 헬리케이스 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 토끼 mAb
비고/별칭	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; DDX2B; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; e-IF-4A-II; Fall; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; e-IF-4A-III; EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
종	인간
GeneID (인간)	1973/1974/9775
GeneID	1973/1974/9775
면역원	인간 EIF4A1, EIF4A2 및 EIF4A3의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P60842/Q14240/P38919
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩