


Wb, Elisa용 Anti-Eif4A2 폴리클로날 항체 - Q14240

품목 번호: CM0025036



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-EIF4A2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 번역 개시 및 RNA 헬리카제 활성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF4A2 Rabbit pAb
비고/별칭	DDX2B; EIF4A; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; eIF-4A-II; EIF4A2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1974
GeneID	1974
면역원	인간 EIF4A2 (NP_001958.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14240
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)