

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eif4A3 토끼 단일클론 항체 - P38919

품목 번호: CM0005751



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 Anti-eIF4A3 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 eIF4A3 단백질(P38919)을 인식합니다. 스플라이싱 및 EJC 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF4A3 Rabbit mAb
비고/별칭	Fall1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
종	사람(Human)
유전자 ID	9775 (사람)
항원	사람 eIF4A3 (P38919)의 아미노산 34-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P38919
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)