

Wb, Elisa용 Anti-Eif4A3 Rabbit Polyclonal Antibody - P38919

품목 번호: CM0025711



소개

인간 eIF4A3(DDX48/NMP265)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. mRNA 스플라이싱, EJC 조립, 무의미 매개 분해 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	eIF4A3 Rabbit pAb
비고/별칭	Fall1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
종	인간
GeneID (인간)	9775
GeneID	9775
면역원	인간 eIF4A3 (NP_055555.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	P38919
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백