


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항Eif4B 다클론 항체 - P23588

품목 번호: CM0026672



소개

EIF4B 토끼 pAb는 인간 및 마우스 진핵생물 번역 개시 인자 4B를 표적으로 하는 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증된 이 항체는 단백질 생합성 및 번역 조절 기전 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF4B 토끼 pAb
비고/별칭	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
종	인간
유전자 ID (인간)	1975
유전자 ID	1975
면역원	인간 EIF4B (NP_001408.2)의 아미노산 352-611에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P23588
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩