

Wb, If/Icc, Elisa용 항Eif4E 다클론 항체 - P06730

품목 번호: CM0013290



소개

인간 eIF4E에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. mRNA 캡 결합, 핵 수출 및 번역 조절에 관여하는 25 kDa 번역 개시 인자를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	eIF4E 토끼 pAb
비고/별칭	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; eIF4E
종	인간
유전자 ID (인간)	1977
유전자 ID	1977
면역원	인간 eIF4E (NP_001959.1)의 아미노산 1-217에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06730
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 팩