

Anti-Eif4E Rabbit Monoclonal Antibody [Kd Validated] For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

품목 번호: CM0009466



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 인간 eIF4E에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스, 랫드, 원숭이와 교차 반응합니다. 번역 개시 및 mRNA 수출 연구에 이상적입니다 - P06730.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KD Validated] eIF4E Rabbit mAb
비고/별칭	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1
종	인간(Human)
유전자 ID	1977
면역원	인간 eIF4E (NP_001959.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 원숭이
SWISS	P06730
단백질 분자량	25kDa/27kDa/29kDa
배송	아이스팩