

Wb용 항-Eif4E2 다클론 항체 - O60573

품목 번호: CM0024764



소개

인간 EIF4E2(4EHP)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 인식합니다. miRNA 매개 유전자 침묵 및 바이러스 반응에 관여하는 핵심 번역 억제인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF4E2 토끼 pAb
비고/별칭	4EHP, IF4e, 4E-LP, h4EHP, EIF4EL3, EIF4E2
종	인간
유전자ID (인간)	9470
유전자ID	9470
면역원	인간 EIF4E2(NP_004837.1)의 아미노산 1-240번을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60573
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스 팩