


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Eif4Ebp1 (4E-Bp1) 단클론 항체 - Q13541

품목 번호: CM0004293



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 eIF4EBP1 (4E-BP1, PHAS-I)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 번역 조절, mTOR 신호 전달 및 암 연구에서 인간, 마우스, 래트 샘플 연구에 적합합니다. 유니프로트: Q13541.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] eIF4EBP1 토끼 mAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
종	인간
유전자 ID (인간)	1978
유전자 ID	1978
면역원	인간 eIF4EBP1(NP_004086.1)의 아미노산 20-118번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13541
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스백