


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Eif4Ebp1 폴리클로널 항체 - Q13541

품목 번호: CM0013131



소개

사람 eIF4EBP1에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF4EBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
종	사람 (Human)
유전자 ID	1978
면역원	합성 펩타이드: 사람 eIF4EBP1 (NP_004086.1)의 아미노산 50-118 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q13541
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백