


Ihc-P 및 Elisa용 항Eif4Ebp1 토끼 다클론 항체 - Q13541

품목 번호: CM0019761



소개

IHC-P 및 ELISA용 인간 eIF4EBP1(4EBP1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. mTORC1 경로 및 번역 개시 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	eIF4EBP1 토끼 pAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
종	인간
GeneID (인간)	1978
면역원	인간 eIF4EBP1 (NP_004086.1)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q13541
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스 팩