


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항Eif4G1 다클론 항체 - Q04637

품목 번호: CM0027562



소개

인간 EIF4G1(eIF4G, p220)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 번역 개시 및 스트레스 반응 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF4G1 토끼 pAb
비고/별칭	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4G1; EIF4G1
종	인간
유전자 ID (인간)	1981
유전자 ID	1981
면역원	합성 펩티드 인간 EIF4G1(NP_886553.3)의 아미노산 400-500 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q04637
단백질 분자량	175kDa
배송 방식	아이스백