

## Wb, Elisa용 Anti-Eif4G2/P97 폴리클론 항체 - P78344

품목 번호: CM0014223



### 소개

인체, 마우스, 쥐 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증된 Anti-EIF4G2/p97 토끼 폴리클론 항체입니다. 102kDa 크기의 번역 개시 인자 EIF4G2(DAP5/p97)를 표적으로 하며, IRES 매개 번역 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | EIF4G2/p97 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97                                  |
| 종           | 인체                                                                 |
| GeneID (인체) | 1982                                                               |
| GeneID      | 1982                                                               |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 인체 EIF4G2/p97(NP_001409.3)의 아미노산 750-850 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 출처          | 토끼                                                                 |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                                            |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성      | 인체, 마우스, 쥐                                                         |
| SWISS       | P78344                                                             |
| 단백질 무게      | 102kDa                                                             |
| 배송          | 아이스팩                                                               |