


Wb, If/Icc, Elisa용 Eif5 토끼 다클론 항체 - P55010

품목 번호: CM0025280



소개

이 토끼 다클론 항체는 EIF5를 표적으로 하며, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. EIF5는 mRNA 번역 개시에서 43S 전개시 복합체 기능에 필수적인 GTPase 활성화 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF5 토끼 pAb
비고/별칭	EIF-5; EIF-5A; EIF5
종	인간
유전자ID	1983
면역원	인간 EIF5(NP_892116.2)의 아미노산 1-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55010
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩