

## Wb, Elisa용 항Eif5A2 다클론 항체 - Q9Gzv4

품목 번호: CM0026354

### 소개

인간 EIF5A2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 EIF5A2를 검출합니다. 번역 및 암 연구에 이상적입니다. SWISS: Q9GZV4.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명        | EIF5A2 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭      | EIF-5A2; eIF5AII; EIF5A2                                     |
| 종          | 인간                                                           |
| 유전자ID (인간) | 56648                                                        |
| 유전자ID      | 56648                                                        |
| 면역원        | 인간 EIF5A2(NP_065123.1)의 아미노산 1-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                           |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                  |
| SWISS      | Q9GZV4                                                       |
| 단백질 분자량    | 17kDa                                                        |
| 배송         | 아이스백                                                         |