


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Eif5B 다클론 항체 - O60841

품목 번호: CM0014033



소개

인간 EIF5B(IF2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 번역 개시 연구 및 리보솜 소단위체 결합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF5B 토끼 pAb
비고/별칭	IF2; EIF5B
종	인간
유전자ID (인간)	9669
유전자ID	9669
면역원	제조업 단백질, 인간 EIF5B(NP_056988.3)의 아미노산 1-273에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60841
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스백