

Anti-Elastin (Eln) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P15502

품목 번호: CM0006885

소개

인간 Elastin (ELN)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 재조합면역원. 세포외 기질 및 혈관 생물학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELN Rabbit mAb
비고/별칭	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
종	인간
GeneID	2006
면역원	인간 ELN (NP_001265868.1)의 아미노산 27-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15502
단백질 무게	68kDa
배송	아이스백