

Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 항-엘라스틴(ELN) 토끼 단일클론 항체 - P15502

품목 번호: CM0007453

소개

인간 엘라스틴(ELN)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 랫드와 교차 반응합니다. 아미노산 27-200을 표적으로 합니다. 세포외기질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELN 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	WS; WBS; SVAS; ADCLI; ELN
종	인간
유전자 ID	2006 (인간)
면역원	인간 ELN의 아미노산 27-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001265844.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P15502
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩