

웨스턴 블롯, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Elastin 폴리클로날 항체 - P15502

품목 번호: CM0021316

소개

웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에
검증된 Anti-Elastin (ELN) 토끼 폴리클로날 항체; 인간,
마우스, 랫트와 반응; 세포외 기질 및 혈관 생물학 연구에
적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELN Rabbit pAb
비고/별칭	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
종	인간
GeneID	2006
면역원	인간 ELN (NP_001265868.1)의 아미노산 27-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P15502
단백질 분자량	68 kDa
배송	아이스 팩