

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Elavl2 토끼 다클론 항체 - Q12926

품목 번호: CM0030729

소개

인체 ELAVL2(HuB, HEL-N1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 신경과학 및 RNA 결합 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELAVL2 토끼 pAb
비고/별칭	HUB; HELN1; HEL-N1; ELAVL2
종	인간
GeneID (인간)	1993
GeneID	1993
면역원	인간 ELAVL2(NP_004423.2)의 1-100 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q12926
단백질 무게	40kDa
배송	아이스팩