

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Elavl3 토끼 다클로날 항체 - Q14576

품목 번호: CM0028986

소개

인간 ELAVL3 (HuC, PLE21)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경 분화 및 mRNA 조절에 관한 신경과학 연구에 이상적입니다. - 40kDa, Q14576.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELAVL3 Rabbit pAb
비고/별칭	HUC; HUCL; PLE21; ELAVL3
종	인간(Human)
Gene ID (인간)	1995
Gene ID	1995
면역원	합성 펩타이드 인간 ELAVL3 (NP_001411.2)의 아미노산 161-260 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q14576
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백