

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Elavl4 폴리클로날 항체 - P26378

품목 번호: CM0016464



소개

인간 ELAVL4(HuD)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 신경생물학 및 파라네오플라스틱 증후군 연구에 적합합니다. 예측 분자량 42 kDa. SWISS P26378.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELAVL4 Rabbit pAb
비고/별칭	HUD; PNEM; ELAVL4
종	인간
GeneID	1996
면역원	인간 ELAVL4 (NP_068771.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P26378
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백