

Wb 및 Elisa용 Anti-Elf2 토끼 다클로날 항체 - Q15723

품목 번호: CM0025470

소개

인간 ELF2 (EU32/NERF)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 ELF2와 교차 반응합니다. 표적 단백질의 분자량은 64 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELF2 Rabbit pAb
비고/별칭	EU32; NERF; NERF-2; NERF-1A; NERF-1B; NERF-1a; b; ELF2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1998
유전자 ID	1998
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q15723
단백질 분자량	64kDa
배송(Shipping)	아이스팩