

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Elf4 폴리클로날 항체 - Q99607

품목 번호: CM0025948

소개

면역형광(IF/ICC) 및 ELISA에 대해 검증된 인간 ELF4에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 재조합 면역원을 사용하며 인간 ELF4(UniProt Q99607)와 교차 반응합니다. 전사 조절, 선천성 면역 및 염증 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELF4 Rabbit pAb
비고/별칭	MEF; ELFR; AIFBL2; ELF4
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2000
면역원	인간 ELF4 (NP_001412.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q99607
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)