


Anti-Elf5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukw6

품목 번호: CM0025159



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 ELF5에 대한 Rabbit polyclonal 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 상피 분화 및 전사 조절 연구에 적합합니다. UniProt Q9UKW6.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELF5 Rabbit pAb
비고/별칭	ESE2; ELF5
종	인간
유전자 ID (인간)	2001
유전자 ID	2001
면역원	인간 ELF5 (NP_938195.1)의 아미노산 40-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKW6
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백