

Wb, Elisa용 Anti-Elk1 다클론 항체 - P19419

품목 번호: CM0016139



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 ELK1 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. MAPK 신호전달 및 즉시 초기 유전자 유도에 관여하는 ETS 도메인 전사인자 ELK1의 C-말단 영역을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELK1 토끼 pAb
비고/별칭	ELK1
종	인간
유전자 ID	2002
면역원	인간 ELK1의 아미노산 201-297을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005220.2)
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P19419
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩