

Wb, Ip, Elisa용 항-Elk1 토끼 단클론 항체 - P19419

품목 번호: CM0003497



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IP, ELISA로 검증된 토끼 단클론 ELK1 항체입니다. MAPK 신호전달 및 초기 유전자 활성화의 핵심 매개체인 ETS 도메인 전사인자 Elk-1을 표적으로 합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELK1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ELK1
종	인간
유전자 ID (인간)	2002
유전자 ID	2002
면역원	합성 펩티드 (인간 ELK1 아미노산 329-428 내 서열에 상응하는 합성 펩티드 (NP_001107595.1))
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19419
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩