

Anti-Ell Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P55199

품목 번호: CM0023643



소개

인간 ELL(Eleven-nineteen lysine-rich leukemia protein)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. RNA 폴리머라제 II 신장 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELL Rabbit pAb
비고/별칭	MEN; ELL1; PPP1R68; C19orf17; ELL
종	인간
GeneID	8178
면역원	합성 펩타이드: 인간 ELL(NP_006523.1)의 아미노산 350-450에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P55199
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백