


Wb 및 Elisa용 항-ELL2 토끼 다클론 항체 - O00472

품목 번호: CM0024474



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-ELL2 토끼 다클론 항체입니다. 쥐와 교차 반응합니다. RNA 중합효소 II 신장, snRNA 전사 및 면역글로불린 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELL2 토끼 pAb
비고/별칭	MRCCAT1; ELL2
종	인간
GeneID (인간)	22936
GeneID	22936
면역원	인간 ELL2 (NP_036213.2)의 아미노산 200-292번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	O00472
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스 팩