


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Elmo1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q92556

품목 번호: CM0005685



소개

WB, IHC-P, ELISA를 위한 인간 ELMO1(Q92556) 표적 고품질 토끼 단클론 항체. 인간, 마우스, 래트에서 검증됨. 세포골격 재구성, 식세포작용, 세포 운동성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELMO1 Rabbit mAb
비고/별칭	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
종	인간
GeneID (인간)	9844
GeneID	9844
면역원	합성 펩타이드 인간 ELMO1 (Q92556)의 아미노산 628-727에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92556
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백