


## Wb, Elisa용 Anti-Elmo1 토끼 다클로날 항체 - Q92556

품목 번호: CM0013321



### 소개

사람 ELMO1를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람 및 마우스 샘플과 반응합니다. 식세포 작용, 세포 이동 및 DOCK-GEF/RAC1 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ELMO1 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1                                   |
| 종           | 사람 (Human)                                                     |
| GeneID (사람) | 9844                                                           |
| GeneID      | 9844                                                           |
| 면역원         | 사람 ELMO1 (NP_055615.8)의 아미노산 527-727에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                    |
| 카테고리        | 다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                                |
| 애플리케이션      | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 사람 (Human), 마우스 (Mouse)                                        |
| SWISS       | Q92556                                                         |
| 단백질 분자량     | 84kDa                                                          |
| 배송          | 아이스 백 (Ice bag)                                                |