

Anti-Elmo3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Bj8

품목 번호: CM0025641

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Human ELMO3 rabbit polyclonal antibody; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 표적은 세포골격 재배열에 관여하는 식세포작용 및 세포 운동성 단백질입니다. 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELMO3 Rabbit pAb
비고/별칭	CED12; CED-12; ELMO-3; ELMO3
종	인간
GeneID (Human)	79767
GeneID	79767
면역원	인간 ELMO3 (NP_078988.2)의 아미노산 504-773에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96BJ8
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백