

Wb, Elisa용 Anti-Elmod2 폴리클로날 항체 - Q8Iz81

품목 번호: CM0030159

소개

WB 및 ELISA용 ELMOD2 래빗 폴리클로날 항체.
항바이러스 방어 및 Arf 패밀리 GAP 활성화에 관여하는
GTPase 활성화 단백질인 인간 및 마우스
ELMOD2(35kDa)를 검출합니다. 면역학 및 세포 생물학
연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELMOD2 래빗 pAb
비고/별칭	9830169G11Rik; ELMOD2
종	인간
GeneID (인간)	255520
GeneID	255520
면역원	재조합 단백질 (마우스 ELMOD2 (Q8BGF6)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.)
원천	래빗
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8IZ81
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백