

Anti-Eln (엘라스틴) Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P, Elisa - P15502

품목 번호: CM0017984

소개

CamelBio는 IHC-P 및 ELISA에서 검증된 Anti-ELN (엘라스틴) Rabbit pAb를 제공합니다. 68kDa 분비성 세포외기질 단백질인 인간 엘라스틴(UniProt P15502)을 표적합니다. 심혈관 및 결합 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELN Rabbit pAb
비고/별칭	WS; WBS; SVAS; ADCLI; ELN
종	인간
GeneID (인간)	2006
GeneID	2006
면역원	재조합 단백질 인간 ELN (P15502)의 아미노산 1-97에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15502
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백