

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 항-Elongin-A2 (Tceb3B) 다클론 항체 - Q8Iyf1

품목 번호: CM0028203

소개

Elongin-A2 (TCEB3B)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 전사 연장 및 고환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TCEB3B 토끼 pAb
비고/별칭	HsT832; TCEB3B; TCEB3L
종	인간
유전자 ID	51224
면역원	인간 TCEB3B (NP_057511.2)의 아미노산 534-753번 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q8IYF1
단백질 분자량	84kDa
배송 방식	아이스 팩