

Wb 및 Elisa용 Anti-Elov15 폴리클론 항체 - Q9Nyp7

품목 번호: CM0023683

소개

인간 ELOVL5에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 지질 대사에 관여하고 척수소뇌성 실조증과 관련된 초장쇄 지방산 신장효소 5를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELOVL5 Rabbit pAb
비고/별칭	HELO1; SCA38; dJ483K16.1; ELOVL5
종	인간
GeneID (Human)	60481
GeneID	60481
면역원	인간 ELOVL5 (NP_001229757.1)의 아미노산 247-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NYP7
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백