

Wb, Elisa용 Anti-Elp2 토끼 다클로날 항체 - Q6Ia86

품목 번호: CM0016562



소개

사람 ELP2에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 나타냅니다. Elongator 복합체 및 tRNA 변형 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ELP2 Rabbit pAb
비고/별칭	StIP; MRT58; SHINC-2; STATIP1; ELP2
종	사람 (Human)
유전자 ID	55250
면역원	사람 ELP2 (NP_001229808.1)의 아미노산 300-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q6IA86
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백