

Anti-Elp3 (Kat9) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9H9T3

품목 번호: CM0026225



소개

인간 KAT9/ELP3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA 검증 완료. 마우스, 래트와 교차 반응함. 신경 퇴행 및 신경 발생과 관련된 tRNA 아세틸트랜스퍼라제인 Elongator complex protein 3를 검출함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KAT9/Elp3 토끼 pAb
비고/별칭	KAT9; KAT9/Elp3
종	인간
유전자 ID (인간)	55140
유전자 ID	55140
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H9T3
단백질 무게	62kDa
배송	아이스팩