

Wb 및 Elisa용 Anti-Elp5 토끼 다클로날 항체 - Q8Te02

품목 번호: CM0024464

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 ELP5 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 마우스와 반응합니다. tRNA 변형 및 세포 이동에 관여하는 엘롱게이터 복합체 단백질 5를 타겟으로 합니다. 전사 후 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELP5 Rabbit pAb
비고/별칭	DERP6; MST071; HSPC002; MSTP071; C17orf81; ELP5
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23587
GeneID	23587
면역원	사람 ELP5 (NP_056177.3)의 아미노산 17-316에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q8TE02
단백질 크기	35kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)