

Wb, Elisa용 Anti-Elspbp1 토끼 다클론 항체 - Q96Bh3

품목 번호: CM0020156

소개

인간 ELSPBP1 단백질에 대해 생성된 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 정자 수정능 획득, 수정 및 생식 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELSPBP1 토끼 pAb
비고 / 별칭	E12, HE12, EL149, EDDM12, ELSPBP1
종	인간
GeneID (인간)	64100
GeneID	64100
면역원	인간 ELSPBP1(NP_071425.3)의 아미노산 1-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96BH3
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백