


Anti-Emb (Embigin/Gp70) 토끼 다클로날 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q6Pcb8

품목 번호: CM0012890



소개

인간 Embigin (EMB/GP70)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 운동신경세포 성장, 신경근접합부, 및 단카르복실산 수송체 국소화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	EMB Rabbit pAb
비고/별칭	GP70; EMB
종	인간(Human)
GeneID (인간)	133418
면역원	인간 EMB (NP_940851.1)의 아미노산 33-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q6PCB8
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백