


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Emc1 토끼 다클론 항체 - Q8N766

품목 번호: CM0015244



소개

CamelBio는 인간 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 항-EMC1 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 이 항체는 ER 막 단백질 복합체 소단위체 1을 표적으로 하며, IVD 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EMC1 Rabbit pAb
비고/별칭	CAVIPMR; KIAA0090; EMC1
종	인간
유전자 ID (인간)	23065
면역원	인간 EMC1(NP_055862.1)의 아미노산 885-965에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N766
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스팩