


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Emc4 토끼 단일클론 항체 - Q5J8M3

품목 번호: CM0003830



소개

인간 소포체(ER) 막 단백질 복합체 서브유닛 4(EMC4, PIG17/TMEM85)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EMC4 Rabbit mAb
비고/별칭	PIG17; TMEM85; EMC4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51234
면역원(Immunogen)	인간 EMC4 (NP_057538.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q5J8M3
단백질 분자량	15kDa/16kDa/20kDa
배송	아이스백