


Wb, Elisa용 Anti-Emc8 다클론 항체 - O43402

품목 번호: CM0013082



소개

Western blotting 및 ELISA용으로 검증된 EMC8 토끼 다클론 항체로, 사람과 마우스에 교차 반응합니다. EMC 복합체의 구성 요소로서 막 단백질 삽입에 필수적이며, 소포체 및 단백질 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	EMC8 Rabbit pAb
비고/별칭	NOC4; COX4NB; C16orf2; C16orf4; FAM158B; EMC8
종	사람
유전자 ID (사람)	10328
유전자 ID	10328
면역원	사람 EMC8의 아미노산 1-210번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질 (NP_006058.1).
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	O43402
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩