

Wb 및 Elisa용 항-Eme1 다클론 항체 - Q96Ay2

품목 번호: CM0030694



소개

EME1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 EME1(63 kDa)을 검출하며 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. DNA 복구 및 게놈 안정성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EME1 토끼 pAb
비고/별칭	MMS4L; SLX2A; EME1
종	인간
유전자ID (인간)	146956
유전자ID	146956
면역원	인간 EME1 (NP_689676.2)의 아미노산 1-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q96AY2
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩