


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Emerin/Emd 단일클론 항체 - P50402

품목 번호: CM0009963



소개

사람 Emerin/EMD에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 핵막, 크로마틴 및 근이영양증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Emerin/EMD Rabbit mAb
비고/별칭	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2010
유전자 ID	2010
면역원	합성 펩타이드 (사람 Emerin/EMD (P50402)의 아미노산 150-254 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P50402
단백질 분자량	29 kDa
배송	아이스백