


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Emerin/Emd 폴리클론 항체 - P50402

품목 번호: CM0017146



소개

인체 Emerin/EMD(SWISS P50402)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적용 가능합니다. 인간 및 마우스 Emerin을 검출하며, 핵막 및 에머리-드레이푸스 근이영양증(Emery-Dreifuss muscular dystrophy) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Emerin/EMD 토끼 pAb
비고/별칭	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
종	인간
GeneID (인간)	2010
GeneID	2010
면역원	인간 Emerin/Emrin/EMD(NP_000108.1)의 1-220 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P50402
단백질 무게	29kDa
배송	아이스팩